

ECK-1908



ENSEMBLE ÉPIDURAL 19G x 90cm, EMBOUT FERMÉ, MULTI-PORT

CONTENU

- 1.0 Aiguille épidural Tuohy 17G x 3½"
- 1.0 Cathéter épidural 19G x 90cm, embout fermé multi
- 1.0 Adaptateur « Tuohy borst »
- 1.0 Filtre épidural 0.22µm
- 1.0 Guide à cathéter
- 1.0 Seringue LOR 10ml Luer Lock

EPIDURAL KIT 19G x 90cm, CLOSED TIP MULTI-PORT

CONTENT

- 1.0 Tuohy epidural needle 17G x 3½"
- 1.0 Epidural catheter 19G x 90cm, closed tip multi
- 1.0 Tuohy borst adapter
- 1.0 0.22µm Epidural filter
- 1.0 Thread assist device
- 1.0 10ml LOR syringe, Luer Lock

INTELLECTUAL PROPERTY OF :

ELDOR CSEN

P.O Box 27476, Jerusalem 9127302, Israel

Tel : 972-2-5835528; Fax: 972-2-5835744; <http://www.csen.com>

LOT

XXXXXXXX



XX/XXXX

MFG. PAR / MFG. BY

PAMA MANUFACTURING ®

12760 Boul. Henri-Fabre

Mirabel, QC J7N 0A6

Tél : 450-431-5353

DIST. PAR / DIST BY :

STERILE EO



FABRIQUÉ AU CANADA - MADE IN CANADA

NE PAS UTILISER SI LE PRODUIT EST OUVERT OU ENDOMMAGÉ - DO NOT USE IF PRODUCT IS DAMAGED OR NOT SEALED
NE PAS UTILISER SANS L'ORDONNANCE D'UN MÉDECIN - DO NOT USE WITHOUT THE ORDER OF A PHYSICIAN